



# laboripakkumised / kuni 30.04.2020

## SISESTUSMASS

Ostes GC LiSi PressVest pulbri, saad kingituseks vedeliku tasuta

## KOMPOSIIT

Gradia Plus 4+1 värvid vabal valikul HB, LB või LP



## KERAAMIKA

OSTA GC Initial IQ, One body, LP NF, V-shades komplekti SAAD GC Initial IQ, One body, LP NF, Gum Shades komplekti kingituseks



Jälgi meid ja sa oled informeeritud:



GC esindaja:



Christine Kuusmaa, mob +372 5208718  
Christine.Kuusmaa@gc.dental

GC edasimüüjad:



Tel +372 6391321  
Tasuta tellimislinn +372 8003300  
Müügisekretäri +371 6391326



laboripakkumised / kuni 30.04.2020

## APRILLI LÕPUNI ERIHINNAGA Labolight DUO GC-lt

Kaherežiimiline LED-seade indirektsete komposiitide valguskõvastamiseks

### 1 seade ... 2 töörežiimi!

GC on välja töötanud "Labolight DUO" – multifunktsionaalse valguskõvastamiseseadme hambatehnikutele, milles on kombineeritud kaks töörežiimi:

Astmeline eelkõvastamine (*step mode*)

Lõplik / täielik kõvastamine (*full mode*)



### Uusima LED-tehnoloogiaga

✓ Kahekordse lainepikkusega LED-tehnoloogia võimaldab Labolight DUO-ga kõvastada kõiki GC komposiitmaterjale turvaliselt:

- Kahekordse lainepikkusega LED, spektri maksimaalse ulatusega:
- 12 sinist LED-i : 465 nm – 485 nm
- 3 violetset LED-i : 390 nm – 400 nm

✓ Kõikide valguskõvastatavate hambaravimaterjalide optimaalne kõvastamine

✓ Lühendatud valgustsüklite arv

✓ LED-ide pikk eluiga

### Kompaktne ja ergonomiline disain

- ✓ Võtab vähe ruumi
- ✓ Hästi ligipääsetav – laialt avanev

### Automatiseeritud pöördüsteem

- ✓ Sisaldab peegelplaati valguse ühtlaseks jaotamiseks
- ✓ Sisaldab alust tööde mugavaks fikseerimiseks valguskõvastamise ajal



Jälgi meid ja sa oled informeeritud:

GC esindaja:



Christine Kuusmaa, mob +372 5208718  
Christine.Kuusmaa@gc.dental

GC edasimüüjad:



Tel +372 6391321  
Tasuta tellimisliin +372 8003300  
Müügisekretäri +371 6391326