



sooduspakkumised / 20.01.– 19.06.2020.



1 lamp = 2 erinevat komposiitaidismaterjali

OSTA 14 x Gradia Direct süstalt vabal valikul JA G-Premio BOND 5ml SAAD D-Light Duo lambi tasuta



OSTA 12 x G-ænial süstalt vabal valikul JA G-Premio BOND 5ml SAAD D-Light Duo lambi tasuta



G-ænial

OSTA 5 x G-ænial süstalt vabal valikul SAAD D-Light Duo VÕI D-Light Pro patarei tasuta

GC kapslimaterjalid

OSTA 5 x karki GC kapslimaterjale vabal valikul (5x50 kapslit) SAAD Silvermix kapslisesisti tasuta

Kapslites on saadaval
EQUIA Forte, EQUIA Forte HT, Fuji Triage (roosa&valge), G-Cem, Fuji IX GP, Fuji IX GP Extra, Fuji IX GP Fast, Fuji II LC, Fuji Plus, Fuji Ortho LC, Fuji I



D-Light PRO LED -polümeerisatsioonilamp

D-Light Duo ja D-Light Pro võrdlus

	D-Light DUO	D-Light PRO
Kaks lainepikkust	JAH	JAH
Möödult väike, kerge kaal	JAH	JAH
Maksimaalne võimsus	1250mW/cm ²	1400mW/cm ²
Akud	1 aku	2 akut
Töö režiimid	1 valgusrežiim	2 valgusrežiimi 1 diagnostiline režiim
Laadija	Aluseta juhtmega stepslist	Aluse peal 2-e aku laadimisvõimalus
Radiomeeter	EI	JAH
Autoklaavitav	EI	JAH



on suure võimsusega kahe lainepikkusega LED-polümeerisatsioonilamp, mis on välja töötatud Sinu valikute laiendamiseks: tõhus valguskõvastamine, kuid lisaks veel palju muudki. Avasta, kuidas väga väike ja kerge seade teeb nähtamatu nähtavaks ...

See ei ole lihtsalt valguslamp!

VALGUSKÕVASTA - suure võimsusega režiim
1400 mW/cm² väljundvõimsusega, 20-sekundiliste tsüklitega ja kahe lainepikkusega 400–480 nm LED-lamp, tagab kõikide hambaravimaterjalide efektiivse kõvastamise.

KAITSE - väikese võimsusega režiim
20-sekundilised tsüklid kahe lainepikkusega, kuid vähendatud väljundvõimsusega 700 mW/cm², et vajadusel piirata soojuse tekkimist, näiteks sügavate kaviteetide korral, kui preparatsioon on pulbi lähedal.

TUVASTA - diagnostiline režiim

See violetne lähi-UV-kiirgus pideva kiirgusega 60 sekundit, võimaldab hambaarstil diagnoosida bakterite aktiivsust ja materjali fluorestsentsust.

OSTA D-Light Pro LED lamp
SAAD 3 x G-Premio BOND 5ml ja
2 x G-ænial Universal süstalt tasuta (A2 ja A3)

**Küsi hinda edasimüüjalt!
Kingituse väärtus 200eur**

Jälgi meid ja sa oled informeeritud:



GC esindaja:



Christine Kuusmaa, mob +372 5208718
Christine.Kuusmaa@gc.dental

GC edasimüüjad:



Tel +372 6391321
Tasuta tellimisliin +372 8003300
Müügisekretär +371 6391326

D-Light Duo originaalmoodus

Lamp on originaalmoodus