



SIMPLEE®

Kõik, mida vajate!

Fikseeritud
madal
hind!

dab
EESTI OÜ



Laiendame pidevalt oma valikut:
oodake uudiseid –
komposiitmaterjale, otsikuid
ja palju muud kasulikku!

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%!

**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE – alati fikseeritud madal hind!

SIMPLEE on kaubamärk, mis pakub hambaravimaterjale hambaravikliiniku igapäevatööks. Materjalide eelis on nende kõrge kvaliteet ning neid saab alati osta fikseeritud madala hinnaga.

Hinnad on väga konkurentsivõimelised, seetõttu SIMPLEE kaubamärgile muud allahindlused ja kampaaniad ei kehti.

Nii lihtne see ongi!

SIMPLEE Endodontia ja tarvikud	lk 4
SIMPLEE Ühekordsed tooted	lk 10
SIMPLEE Restauratsioonimaterjalid ja tarvikud	lk 20
SIMPLEE Profülaktika	lk 27
SIMPLEE Valgendamine	lk 30
SIMPLEE Jäljendmaterjalid	lk 31
SIMPLEE Instrumendid	lk 34



ENDODONTIA JA TARVIKUD

SIMPLEE ühe viili süsteem

Valige erinevate viilisüsteemide vahel, mis vastavad maailma populaarseimatele viilidele.

Recipfile V või Recipfile V Blue

Resiprokaalsed viilid on valmistatud nikkel-titaanisulamist. Kuna tegemist on ühe viili süsteemiga, piisab juureviili (root file) kasutamisest, mis on saadaval 3 suurus. Viili kasutatakse endomootoriga programmil „Reciproc/Reciproc Blue“.

Recipfile V

Viil on hõbedast värvi ja suhteliselt elastne.
Ühes pakendis 6 viili – iga viil eraldi pakendatud.
Steriilne.

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR



SIMPLEE Recipfile V	21 mm	25 mm	31 mm
R25, 25/.08 pun. 6 tk	156640	156641	156642
R40, 40/.06 must 6 tk	156643	156644	156645
R50, 50/.05 koll. 6 tk	156646	156647	156648

Recipfile V Blue

Tänu termilisele töötlusele on viil eriti elastne.
Viili saab eelnevalt painutada, et hõlbustada ligipääsu juurekanalitesse.
Ühes pakendis 6 viili – iga viil eraldi pakendatud.
Steriilne.

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR



SIMPLEE Recipfile V Blue	21 mm	25 mm	31 mm
R25, 25/.08 pun. 6 tk	156649	156650	156651
R40, 40/.06 must 6 tk	156652	156653	156654
R50, 50/.05 koll. 6 tk	156655	156656	156657

**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE W+ Gold

Resiprokaalsed, väga elastsed juurekanaliviilid termiliselt töödeldud nikkel-titaanist. Viile saab eelnevalt painutada, et hõlbustada ligipääsu juurekanalitesse. Kuna tegemist on ühe viili süsteemiga, piisab juureviilist (root file), mis on saadaval 4 suuruses. Viile kasutatakse endomootoriga programmil „WaveOne Gold“.

Ühes pakendis 6 viili – iga viil eraldi pakendatud.
Steriilne.

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR



SIMPLEE W+ Gold file	21 mm	25 mm	31 mm
Small, 20/.07 koll. 6 tk	156670	156671	156672
Primary, 25/.07 pun. 6 tk	156667	156668	156669
Medium, 35/.07 roh. 6 tk	156664	156665	156666
Large, 45/.05 valge 6 tk	156661	156662	156663

SIMPLEE W+ Tunnel

Resiprokaalne viil juurekanali ettevalmistamiseks (Glide path). Sobib kasutamiseks enne mis tahes tootja viile. Viile kasutatakse endomootoriga programmil „WaveOne Gold“. NB! Viilid on ühekordseks kasutamiseks.

Ühes pakendis 6 viili – iga viil eraldi pakendatud.
Steriilne.

6 tk

21mm 15/.02 valge – 156658

25mm 15/.02 valge – 156659

31mm 15/.02 valge – 156660

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR





SIMPLEE paberpoindid

Steriilsed paberpoindid SIMPLEE viilidele.
Märgistusega 18, 20 ja 22 mm,
värvikoodiga ülaosa vastavalt viilidele.

VTV Recipfile V ja V Blue, 100 tk

R25 pun. (25/.08) – 156689

R40 must (40/.06) – 156690

R50 koll. (50/.05) – 156691

VTW+ ja W+ Gold viilidele, 100 tk

Small koll. (20/.07) – 156685

Primary pun. (25/.07) – 156686

Medium roh. (35/.06) – 156687

Large valge (45/.05) – 156688

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



Soodsa hinnaga
paberpoindid,
mis sobivad WaveOne
ja resiprokaalsetele
viilidele!

SIMPLEE gutapertšapoindid

Gutapertšapoindid SIMPLEE viilisüsteemidele.

Recipfile V ja Recipfile V Blue, 60 tk

R25 pun. (25/.08) – 156679

R40 must (40/.06) – 156680

R50 koll. (50/.05) – 156681

W+ Gold viilidele, 60 tk

Small koll. (20/.07) – 156675


Primary pun. (25/.07) – 156676

Medium roh. (35/.06) – 156677

Large valge (45/.05) – 156678

Fikseeritud madal hind:

12.00 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE loputusnõelad juurekanalite loputamiseks

Elastne, nüri ühekordne nõel. Suurema avaga välisküljel, et tagada juurekanalite ohutu ja õrn loputamine. Sobib luer/luer-lock loputussüsteemidele.

Pakendis 20 tk

23G, sinine (0,6 x 31mm) – 156585

27G, kollane (0,4 x 31mm) – 156586

30G, lilla (0,3 x 31mm) – 156587

Fikseeritud madal hind:

15.00 EUR

Pakendis 100 tk

23G, sinine (0,6 x 31mm) – 156588

27G, kollane (0,4 x 31mm) – 156589

30G, lilla (0,3 x 31mm) – 156590

Fikseeritud madal hind:

35.00 EUR



SIMPLEE loputusnõelad kahe külgevaga

Ühekordsed loputusnõelad juurekanalite loputamiseks ümardatud otsa ja kahe külgevaga (dual port) ning Luer-lock keermega.

Pakendis 20 tk

27G, kollane (0,4 x 17mm) – 156591

30G, lilla (0,4 x 17mm) – 156592

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR





SIMPLEEJECT

Endosüstlad nõelaga juurekanalite loputamiseks. Iga 3 ml süstal on steriilses pakendis ja ühekordseks kasutamiseks. Luer-lock keermega ja nüri „half-cut“ nõelaga.

Pakendis 100 tk

30G (0,3 x 32mm) – 500729

27G (0,4 x 32mm) – 500728

23G (0,6 x 32mm) – 500727

Fikseeritud madal hind:

31.00 EUR



SIMPLEE loputusnõelad

Nüri Luer-nõel juurekanalite loputamiseks, suurema avaga välisküljel („half-cut“). Iga nõel on steriilselt pakendatud.

Pakendis 100 tk

27G (0,4 x 32mm) – 703540

Fikseeritud madal hind:

31.00 EUR



SIMPLEE külmatest

Külmatest aitab määrata hamba vitaalsust. Jahutab kuni -50 kraadini. Sobib kasutamiseks vatipalli või vatrulliga.

200 ml

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

ÜHEKORDSED TOOTED

SIMPLEE nitrilkindad

Tekstureeritud sõrmeotstega nitrilkindad.
Mittesteriilsed, puudrivabad.

Pakendis 200 kinnast

Suurused: XS, S, M, L ja XL

Saadaval värvid: valge, roosa ja sinine

Fikseeritud madal hind:

13.00 EUR



SIMPLEE näomaskid (tüüp IIR)

Pakendis – 50 tk

Saadaval värvid:
must, roosa, sinine, hall ja valge.

Fikseeritud madal hind:

5.15 EUR



SIMPLEE näomask – paeltega (tüüp IIR)

Pakendis – 50 tk

Saadaval värv: valge.

Fikseeritud madal hind:

5.15 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE patsiendipõlled

2-kihilised, polüetüleenkattega

**Suurus ja pakend –
33 x 45 cm, 500 tk**

Saadaval värvid:
valge, sinine, roheline, lilla ja roosa.

Fikseeritud madal hind:

20.00 EUR



SIMPLEE põllehoidja

Ühekordne paberist põllehoidja kleeplindiga.

Pakendis – 250 tk

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



SIMPLEE Bio topsid

Topsid biolagunevast kartongist, veepõhise sisekattega. Ei sisalda plastilisandeid.

Saadaval värvid:
valge ja heleroheline SIMPLEE logoga, 180 ml.

Pakendis – 100 tk

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR





SIMPLEE vatirullid

Imavad vatirullid, 100% puuvill,
ei kleepu suu limaskestale külge.

Pakendis – 300 g

N1 8mm (864 tk) – 737430

N2 10mm (600 tk) – 737431

N3 12mm (432 tk) – 737432

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



SIMPLEEDRY süljeabsorbendid

Pakendis – 50 tk

Suurus – väike (S) või suur (L)

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



SIMPLEE külmakompress

Ühekordne külmakompress kirurgiliste
protseduuride järel. Paberpakendis.
Aktiveerub vajutamisel ja jahtub kohe.

Pakendis – 1 tk

Fikseeritud madal hind:

2.00 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE Oshibori niiske heaolulapp

Alkoholivaba niiske froteelapp aaloe lõhnaga
näo pühkimiseks pärast protseduuri.
Võib kasutada jahutatult või soojalt.

Pakendis – 1 tk

Suurus – 22 x 22 cm / REF 104148

Fikseeritud madal hind:

2.00 EUR



SIMPLEE kaitseümbrised röntgenifilmidele

Pakendis – 200 tk

N0 – 403176

N1 – 403177

N2 – 403178

N3 – 403179

Fikseeritud madal hind:

20.00 EUR



SIMPLEE dappen-topsid

Polüpropüleenist dappen-topsid sakilise või sileda servaga, eriservaga, mis tagab kinnituse instrumentialusel.

Sakilise servaga, pakendis 1000 tk

Sinine – 411507

Valge – 411506

Sileda servaga, pakendis 1000 tk

Sinine – 411503

Kollane – 411502

Punane – 411504

Must – 411505

Valge – 411501



Fikseeritud madal hind:

20.00 EUR

SIMPLEE dappen-topsid

Pakendis – 1000 tk

Valge, sakilise servaga – 411508

Valge, sileda servaga – 411509



Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR

**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE steriliseerimiskotid

Paber-/plastkotid autoklaavis steriliseerimiseks. Kottide üks pool on auru läbilaskvast, bakteritõkkega indikaatoriga paberist, teine pool läbipaistvast plastkilest.

Valige isekleepuvate kottide, autoklaavilindiga suletavate kottide või voldiga kottide vahel – suuremate esemete jaoks.

Steriliseerimiskotid – isekleepuvad, 200 tk

Suurus	Sisemõõdud	REF	Fikseeritud madal hind:
5 x 25 cm	3 x 19,2 cm	162333	6.00 EUR
5,7 x 10 cm	3,7 x 4,5 cm	162330	7.00 EUR
7 x 25,5 cm	5 x 20 cm	162332	9.00 EUR
9 x 16,5 cm	7 x 11 cm	162331	11.00 EUR
13,4 x 28,3 cm	11,4 x 22,7 cm	162334	11.00 EUR

Steriliseerimiskotid – suletavad autoklaavilindiga, 200 tk

Suurus	Sisemõõdud	REF	Fikseeritud madal hind:
5 x 25 cm	3 x 22,2 cm	162337	10.00 EUR
10 x 12 cm	8 x 9,6 cm	162338	10.00 EUR
15 x 25 cm	13 x 21,8 cm	162339	10.00 EUR
25 x 50 cm	23 x 47,5 cm	162339	20.00 EUR

Steriliseerimiskotid – voldiga, 200 tk

Suurus	Sisemõõdud	REF	Fikseeritud madal hind:
15 x 5 x 40 cm	13 x 5 x 37 cm	162335	15.00 EUR
30 x 8 x 55 cm	28 x 8 x 51,2 cm	162336	30.00 EUR



SIMPLEE steriliseerimisrullid

Paber-/plastrullid autoklaavis steriliseerimiseks. Rulli üks pool on auru läbilaskvast, bakteritõkkega indikaatoriga paberist, teine pool läbipaistvast plastkilest.

Rull

Suurus	Sisemõõdud	REF	Fikseeritud madal hind:
7,5 cm x 100 m	5,5 cm	162345	10.00 EUR
25 cm x 100 m	22 cm	162347	14.00 EUR
5 cm x 200 m	3 cm	162341	10.00 EUR
7,5 cm x 200 m	5,5 cm	162342	12.00 EUR
10 cm x 200 m	8 cm	162343	12.00 EUR
15 cm x 200 m	13 cm	162344	25.00 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE Helix-test

Keemiline test B-klassi autoklaavidele – lisatest aja, auru ja temperatuuri (3,5 min 132–137 °C) kontrolliks, kontrollib ka vaakumfunktsiooni.

Sinist plastkarpi saab autoklaavida umbes 250 korda – seejärel tuleb see välja vahetada, kui ribad on otsas.

Plastkarp vooliku ja 250 testribaga.

REF 121119

Fikseeritud madal hind:

63.00 EUR



SIMPLEE OP – hambaravikomplekt

Steriilne kirurgiline komplekt – katmiseks operatsiooni ajal (sh implantaatide paigaldamisel)

Komplekti kuulub:

- 1 kate 150 x 150 cm
- 2 katet 45 x 75 cm
- 1 lauakate 75 x 75 cm
- 2 voolikukatet 8 x 120 cm
- 2 OP-teipi 10 x 24,5 cm

REF 156568

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



SIMPLEE operatsioonimüts

Kummiga operatsioonimüts, suurus – M, sinine.

Pakendis – 100 tk

Fikseeritud madal hind:

6.00 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**

RESTAURATSIIONIMATERJALID JA TARVIKUD

SIMPLEE söövitushape 36%

**Pakendis 20 süstalt x 1,4 ml
ja 25 otsikut**

REF 682135

Fikseeritud madal hind:

50.00 EUR või 1 süstal 2.50 EUR



SIMPLEE Exacta Fine otsikud

Nüri painutatud otsaga aplikatsiooniotsik. Mõeldud söövitushappe, voolavate komposiitide jms kandmiseks. Sobib erinevate tootjate materjalidega.

Nurgaga otsikud, 100 tk

20G 0.9mm – 500744

22G 0.7mm – 500743

25G 0.5mm – 500740

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR





SIMPLEE Exacta harjaga otsik

Ühekordne painutatud otsik. Valmistatud mustast plastist, valgete reguleeritavate harjastega. Otsiku läbimõõt 1 mm. Sobib kõigile luer / luer-lock süstaldele.

Pakendis – 100 tk

REF 500732

Fikseeritud madal hind:

45.00 EUR



SIMPLEE Exacta otsikud

Ühekordne painutatud otsik. Valmistatud mustast plastist, 18G, läbimõõt 1 mm. Sobib kõigile luer / luer-lock süstaldele.

Pakendis – 100 tk

REF 500739

Fikseeritud madal hind:

16.00 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**



SIMPLEE Universal Bond

Valguskõvastuv etanoolipõhine universaalne sidusaine.
Sisaldab 10-MDP-d, ei sisalda bisfenool A-d.
Sobib kõikide otseste komposiitrestauratsioonide jaoks.

Sobib ka proteesimisel, adhesiivseks tsementeerimiseks (koos vaigutsemendiga), keraamika- ja komposiit-töödeks ning praimerina metallile, tsirkooniumile ja keraamikale.

SIMPLEE universaalne sidusaine on läbipaistev (mitte kollane), mis on eelis esteetiliste restauratsioonide puhul.



5 ml
REF 680359

Fikseeritud madal hind:

44.75 EUR

SIMPLEE mikroaplikaatorid


Aplikaatorid sidusaine või praimerit täpseks kandmiseks.

Pakendis – 100 tk

Sinine (regular) – 681715

Kollane (fine) – 681716

Valge (X-Fine) – 681717



Fikseeritud madal hind:

7.70 EUR

**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE Flexi pintsel

Ühekordne pintsel materjalide kandmiseks
(söövitushape, vaigud jm).

Pintslit saab painutada kuni 90-kraadise nurgani.

Pakendis – 100 tk

Sinine (Medium) – 500745

Fikseeritud madal hind:

5.00 EUR



SIMPLEE Micro Tips otsikud

Pakendis – 100 tk

Läbipaistvad – 500746

Fikseeritud madal hind:

5.00 EUR



SIMPLEE Micro Tip otsikuhoidja

Pakendis – 1 tk

Valge – 500748

Fikseeritud madal hind:

1.00 EUR



SIMPLEE pintsel

Pakendis – 100 tk

Must (Medium) – 500747

Fikseeritud madal hind:

5.00 EUR



SIMPLEE matriitsüsteem

SIMPLEE matriitsüsteem koosneb vastupidava plastkinnitusega rõngast ja ümaratest jalgadest, millel on eemaldatavad silikoonist „jalatsid“ (Delta Tubes), mis tagavad optimaalse sobitumise hamba kumerusega.

Ovaalse profiiliga roostevabast terasest matriitsid, paksus – 0,04 mm.

SIMPLEE matriitsüsteemi komplekt

Komplektis 2 NiTi rõngast, 6 silikoonotsikut – „jalatsid“ (Delta Tubes), 40 premolaarmatriitsi, 40 molaarmatriitsi ja 20 molaarmatriitsi „keelega“ (w/tongue).

REF 604440



Fikseeritud madal hind:

100.00 EUR

**SIMPLEE NiTi matriitsirõngas, 2 tk +
6 silikoonotsikut**

REF 604444

Fikseeritud madal hind:

50.00 EUR

SIMPLEE matriitsid

Molaari, 50 tk – 604441

Premolaari, 50 tk – 604442


Fikseeritud madal hind:

16.00 EUR

Molaari „keelega“ (w/tongue), 25 tk – 604443

Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR



604441



604442



604443

**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE puitkiilud

Värvikoodiga anatoomilised puitkiilud.

Pakendis – 100 tk

Roosa 11mm – 602737

Sinine 12mm – 602738

Roheline 13mm – 602739

Fikseeritud madal hind:

6.00 EUR



PROFÜLAKTIKA

SIMPLEE Prophylaxia pasta

RDA40 – kollane

Profülaktiline poleerpasta, RDA 40 – peene abrasiivsusega, fluoriidiga. Sisaldab ränidioksiidi, pimsskivita. Parabeenivaba. 60 ml tuub.

RDA120 – punane

Profülaktiline poleerpasta, RDA 120 – fluoriidiga. Sisaldab ränidioksiidi, pimsskivita. Parabeenivaba. 60 ml tuub.

60 ml

Fikseeritud madal hind:

15.00 EUR

RDA170 – roheline

Profülaktiline poleerpasta, RDA 170 – keskmiselt jäme, fluoriidiga. Sisaldab pimsskivi. Parabeenivaba. 60 ml tuub.

RDA250 – sinine

Profülaktiline poleerpasta, RDA 250 – jäme, fluoriidiga. Sisaldab pimsskivi. Parabeenivaba. 60 ml tuub.



SIMPLEE ZR-prophylaxia poleerimisharjad

Nailonharjad profülaktikaks, sobivad RA-le. Ühekordsed.

Pakendis – 100 tk

Roosa (pehme) – 487858
Valge (kõva) – 487859

Fikseeritud madal hind:

31.00 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE poleerkummid

Kummist poleertopsid profülaktikaks, RA-ühendusele.
Lateksivabad. Ühekordsed.

Pakendis – 24 tk

Sinine (pehme) – 487876

Kollane (kõva) – 487877



Fikseeritud madal hind:

10.00 EUR

SIMPLEE ühekordsed hambaharjad pastaga

Valmistatud keskkonnasõbralikust plastist.

Pakendis – 100 tk

Fikseeritud madal hind:

15.00 EUR



#feelgreen
SIMPLEE®

SIMPLEE hambaniit

40 m / lindikujuline

Fikseeritud madal hind:

2.00 EUR





SIMPLEE Perio Plus – All In One poleerimispulber

Profülaktiline õhkpoleerimispulber biokile ning supra- ja subgingivaalse katu eemaldamiseks. Tänu väikestele osakestele (15 mikronit) ja erilisele osakeste kujule on pulber väga õrn. Neutraalse maitsega. Sobib kõikidele õhkpoleerimisadmetele.

120 g

REF 156815

Fikseeritud madal hind:

52.00 EUR



Fresh & Go

Puhastustabletid alaineritele ja kapedele

Alainerite ja kapede (ortodontilised, spordi-, öökaped jm) igapäevane hooldus ja hügieen on väga olulised nii hammaste tervise kui ka enesekindluse jaoks. Fresh&Go puhastustabletid pakuvad lihtsat ja tõhusat lahendust, mis tagab, et teie ortodontilised aparaadid on iga päev laitmatult puhtad ning nende kasutamine annab värskustunde.

Pakendis – 36 tabletti

Fikseeritud madal hind:

15.00 EUR

Pakendis – 96 tabletti

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**

VALGENDAMINE

Hammaste värvimuutusel võib olla palju põhjuseid ning seda võivad põhjustada nii välised kui ka sisemised tegurid. Olenemata põhjustest on professionaalne valgendamine kõige tõhusam ja ohutum viis hambaid heledamaks muuta.

SIMPLEE valgendusvahend sisaldab karbamiidperoksiidi ja on saadaval kahes kontsentratsioonis – 10% ja 16%. Valgendusgeeli kasutatakse valgenduskapedes.

SIMPLEE Brighter valgendusgeel

Piparmündimaitseline valgendusgeel.

10 x 1,2 ml süstlad

10% 731470

16% 731471

Fikseeritud madal hind:

45.00 EUR



JÄLJENDMATERJALID

SIMPLEE alginaat

SIMPLEE alginaat

Tolmuvaba sinine alginaat piparmündimaitsega.
Tööaeg: 1 min 45 s, kõvastumisaeg suus 30 s.

SIMPLEE alginaat Quick

Tolmuvaba sinine alginaat piparmündimaitsega.
Tööaeg: 1 min 30 s, kõvastumisaeg suus 30 s.

SIMPLEE alginaat Color

Tolmuvaba lilla alginaat piparmündimaitsega. Alginaat muudab kõvastumisel värvi roosaks ja valgeks.

Tööaeg: 1 min 45 s, kõvastumisaeg suus 30 s.

Tagab 100 h stabiilsuse, kui säilitatakse hermeetilises pakendis.

500g

Fikseeritud madal hind:

8.00 EUR



SIMPLEE mõõtelusikas ja mõõtetops

Fikseeritud madal hind:

1.50 EUR



Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE Bite hambumuse registreerimise materjal

A-silikoon, punane, mahe vaarikamaitsega.
Kiire kõvastumine: suus ainult 30 s.

2 x 50 ml
REF 113919

Fikseeritud madal hind:

30.00 EUR



SIMPLEE retraktsioonipasta

Retraktsioonipasta 23% alumiiniumkloriidiga veritsuse peatamiseks. 1 kapsel – 0,24 g.

30 kapslit
REF 690108

Fikseeritud madal hind:

52.00 EUR



SIMPLEE Brush Flo Tips otsikud

Painutatud otsik valgete puuvillaste harjastega, sobib kasutamiseks hemostaatiliste vahenditega. 19G 1,1 mm.

Pakendis – 100 tk

REF 500731

Fikseeritud madal hind:

52.00 EUR



SIMPLEE segamisplokid

4 x 5cm

REF 22210

Fikseeritud madal hind:

1.70 EUR

7 x 9,5cm

REF 22225

Fikseeritud madal hind:

3.00 EUR

12,5 x 18cm

Fikseeritud madal hind:

3.00 EUR



INSTRUMENDID

SIMPLEE sondid

Sond N8
Sond N9
Sond N17 konksuga
Sond N23 kõver

Fikseeritud madal hind:

9.00 EUR



SIMPLEE peeglivarred

Ergonoomiline, kerge
Kuusnurkne, kerge, terasest
Kaheksanurkne, lihtne

Fikseeritud madal hind:

4.00-6.00 EUR



SIMPLEE pintsetid

College pintsett 15 cm
Meriam pintsett 16 cm

Fikseeritud madal hind:

6.00 EUR



SIMPLEE Heidemanni instrumendid

N19, 2mm
N20, 2,5mm
N21, 3mm

Fikseeritud madal hind:

6.00 EUR



SIMPLEE skeilerid

H6/H7
204S
204SD

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR




SIMPLEE Gracey küretid

1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13/14
15/16

Fikseeritud madal hind:

25.00 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**

SIMPLEE skeileri otsikud

EMS-seadmele, 1 tk (ilma võtmeta)

EA Universal


EP Perio

EPL3 Perio Clean

EPS PerioSlim

Fikseeritud madal hind:

30.00 EUR



EMS-seadmele, 1 tk (võtmega)

EA Universal


EP Perio

EPL3 Perio Clean

EPS PerioSlim

Fikseeritud madal hind:

45.00 EUR



SIMPLEE skeileri otsikud

Acteon-seadmele, 1 tk

(ilma võtmeta)

S1 Universal

S10P Shallow


S10X Interpro

S10Z Subgingival

S1S Slim

SH3 Anterior perio

Acteon



SIRONA-seadmele, 1 tk

(ilma võtmeta)

SR1L General

SR2L Versatile

SR3L Interdental


SR4L Universal

SRPE1 Perio straight

SRPE2 Perio right

SRPE3 Perio left

Sirona



NSK-seadmele, 1 tk

(ilma võtmeta)

NG1 Universal

NG16 Interprox.

NG4 Scaling SR3L

NG6 Slim

NG8 Universal Slim


NS1 Universal

NS2 Perio

NS20 Root Planer

NS3 Sickle

NSK



Fikseeritud madal hind:

30.00 EUR

Fikseeritud
madal
hind!

SIMPLEE skeileri otsikud

KAVO-seadmele, 1 tk

(ilma võtmeta)

K5 Universal

K6 Sickle

K7 Perio

K5A Universal

K60 Paro long straight

K60A Paro long straight

K61 Paro long left

K62 Paro long right

K6A Sickle

K7A Perio

K8A Perio x-long

K201 Universal

K202 Perio

K203 PerioSlim

K9 Sickle

K10 Perio

K11 Universal

Fikseeritud madal hind:

30.00 EUR

KaVo*:

KaVo* Sonicflex 2000 N/
Lux 2003 LX:

k5 Universal



k6 Sickle



k7 Perio



k60 Paro long straight



k61 Paro long left



k62 Paro long right

KaVo* Piezolux/ Sonosoft:

k11 Universal



k9 Sickle



k10 Perio

KaVo* Sonicflex quick 2008:

k5A Universal



k6A Sickle



k7A Perio



k8A Perio x-long



k60A Paro long straight

KaVo* Piezo LED:

k201 Universal



k202 Perio



k203 PerioSlim



SIMPLEE skeileri võti

1 tk

Acteon Satelec

EMS

KAVO Sonicflex, plastist

NSK

SIRONA



Acteon Satelec



EMS



Kavo Sonicflex



NSK



Sirona

Fikseeritud madal hind:

20.00 EUR

1 tk

KAVO Sonicflex, metallist

KAVO Piezo LED



Kavo Sonicflex



Kavo Piezo LED

Fikseeritud madal hind:

40.00 EUR

SIMPLEE karpuulisüstal

REF 500526

Fikseeritud madal hind:

30.00 EUR



**Fikseeritud
madal
hind!**

Fikseeritud
madal
hind!



SIMPLEE®

Kõik, mida vajate!

SIMPLEE on kaubamärk, mis pakub hambaravimaterjale hambaravikliiniku igapäevatööks. Materjalide eelis on nende kõrge kvaliteet ning neid saab alati osta fikseeritud madala hinnaga.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 24%!



DAB Dental Eesti / [\[TELEFON\]](#) / [\[VEEBILEHT\]](#)